

Anmeldung: <https://217.91.213.30/cyberlab/Login.jsp>

alternativ: <http://www.labor-hmhi.de/cyberlab/Login.jsp>

Anmeldung durch Eingabe des Anmeldenamen und Passwort

Passwort gilt 300 Tage!
3 mal falsch eingegeben => Account gesperrt
kann nur vom Administrator freigeschaltet werden
(Tel 05151 - 95300 Herr Schwarzenberg,
Herr Frohne, Herr Jantos)

HAMELN LABOR HILDESHEIM

Anmeldungsbeleglaubigung

Anmeldename:
Passwort:
[Passwort vergessen?](#)
Eingeben

Resultate via Patient

CyberLab To-do-Liste

ROUTINE

Resultatauskunft
Resultate nach Patient
Resultate nach Auftrag
Ergebnisübersicht
Ergebnisse nach Gruppe
Befunde Fremdsysteme
Einstellungen

Mädchen
Geburts
Geschlecht:

CyberLab To-do-Liste

PATIENTEN - RESULTATAUSKUNFT

Auto-Refresh wieder herstellen Suchen



Suche möglich nach
- Name und/oder Vorname
- Geburtsdatum
- Geschlecht
% als Joker verwenden
z.B. Maed% , M%ller

Aktualisierung nach jeweils 60 sec.


Suche starten

Bei „Suchen“ ohne Suchbegriff werden alle verfügbaren Patienten angezeigt.
Achtung: Anzeige kann lange dauern

Resultate via Auftrag



Ergebnisübersicht



Ergebnisübersicht des ausgewählten Patienten

CyberLab To-do-Liste

ROUTINE LABOR BENUTZER SYSTEMMANAGEMENT

AUFTRÄGE - RESULTATAUSKUNFT Patient sortiert nach Eingang zurück zur Liste

7 aufträge gefunden

Entnahmezeit	Code (EN)	Einsender	Letzte Befund	Status
20.09.2010 12:21	100958753	Einsender	24.09.2010 13:28	Beendet NEW
19.09.2010 00:00	100958740		23.09.2010 10:08	Beendet NEW
17.09.2010 16:43	100958675		19.09.2010 10:38	Beendet NEW
16.09.2010 16:38	100958433		18.09.2010 10:19	Beendet NEW
11.09.2010 11:13	100957498		16.09.2010 12:08	Beendet NEW
10.09.2010 13:27	100957286		13.09.2010 11:48	Beendet NEW
09.09.2010 16:46	100957218		14.09.2010 16:38	Beendet NEW

CyberLab To-do-Liste

RESULTATAUSKUNFT

Anzeige der Bildschirmoptionen

Anzeige: 6

(EN): 871897

20.09.2010 12:21	19.09.2010 00:00	17.09.2010 16:43	18.09.2010 10:19	11.09.2010 11:13	10.09.2010 13:27
Beendet 100958753	Beendet 100958740	Beendet 100958675	Beendet 100958433	Beendet 100957498	Beendet 100957286
Abstrich Auge, Nase, Ohr, Kieferh. Abstrich usw.	Abstrich - Nasenabstrich Abstrich - Mundabstrich Abstrich - Abstrich Haaransatz Abstrich - Leistenabstrich		Abstrich - Abstrich		
Sputum usw.	Sputum - Trachealsekret	Sputum - Trachealabstrich			Sputum - Trachealabstrich
Blutkultur			Blutkultur - Blutkultur - Blutkultur - Blutkultur -		

ESBL

Anzeige der Bildschirmoptionen einstellen

Anzahl der angezeigten Resultate auswählen

Verstecken der Bildschirmoptionen Sichtbarkeit

Normwerte / Einheit

Bereiche

Zusammengesetzte Resultate als Link

Lange alphanumerische Werte

nur unnormale Werte anzeigen *

Filter nach Testen *

Abstrich Auge, Nase, Ohr, Kieferh. Rachenabstrich

Abstrich usw. Sputum usw.

Blutkultur Urinkult

nur ESBL versch. Materialien

alle auswählen alle demarkieren Auswahl umkehren Anwenden

* Diese Optionen werden nicht für die nächste Sitzung gespeichert.

Verstecken der Bildschirmoptionen Sichtbarkeit

Normwerte / Einheit

Bereiche

Zusammengesetzte Resultate als Link

Lange alphanumerische Werte

nur unnormale Werte anzeigen *

Filter nach Ebene

Filter nach Disziplin

Filter nach Bereich

Filter nach Testen *

Amiodaron eingesandtes Material

Desmethylamiodaron Urin

alle auswählen alle demarkieren Auswahl umkehren Anwenden

„Zusammengesetzte Resultate als Link“ rausklicken
zusätzlich die Möglichkeit, die Auswahl auf bestimmte Materialien zu begrenzen

Aufträge werden sofort mit Ergebnissen angezeigt

„Normwerte“ und „Einheiten“
werden mit angezeigt

RESULTATAUSKUNFT [To-do-Liste]

ROUTINE LABOR BENUTZER SYSTEMMANAGEMENT

Angezeigt: 6

10.09.2010 12:39 Beendet 100957266

10.09.2010 09:19 Beendet 100906070

09.09.2010 13:03 Beendet 100900428

08.09.2010 11:01 Beendet 100956782

Default (EN) Stuhl

10.09.2010 12:39 Stuhl

MIKROBIOLOGISCHER BEFUND

Entnahmedatum: 09.09.10

Ausnutzung Stärke: negativ

Material: Stuhl eingesandtes Material: Stuhl

Ausnutzung Muskelfasern: negativ

Fetttröpfchen: negativ

Fettsäurekristalle: negativ

Stuhlkultur Stuhluntersuchung

08.09.2010 11:01 Rachenabstrich

MIKROBIOLOGISCHER BEFUND

Entnahmedatum: 07.09.2010

Mikrobiologische Kultur

Rachenabstrich 1. Escherichia coli ((massives Wachstum))

1

Ampicillin S

Ampic./ Sulbactam S

Amoxi./Clavulansäure S

Piperac./ Tazobactam S

Piperac./ Sulbactam S

Cefazolin S

Cefactor S

Cefuroxim S

Ergebnisanzeige im Extra-Bildschirm

Anzeige im Mikrobiologiebildschirm

Anzeige im Mikrobiologiebildschirm

RESULTATAUSKUNFT [To-do-Liste]

ROUTINE LABOR BENUTZER SYSTEMMANAGEMENT

Drucken der Antibiogrammübersicht Zurück zu allen Resultaten

N: 871897

Nur anormale Ergebnisse

Ja

Nein

Nur positive Kulturen

Ja

Nein

Material

Abstrich

Blutkultur

Rachenabstrich

Sputum

Urinkult

nur ESBL

Mikroorganismus

Candida albicans

Enterobacter cloacae

Enterococcus faecium

Klebsiella pneumoniae

Staphylococcus aureus

Anwenden

Datum	Auftrag	Einsender	Material (Variable)	Status	Wert
20.09.2010 12:21	100958753		Sputum (Trachealsekret)	Freigegeben	X Candida albicans ((massives Wachstum)) *
19.09.2010 00:00	100958740		Abstrich (Nasenabstrich)	Freigegeben	X Candida albicans ((massives Wachstum))
19.09.2010 00:00	100958740		Abstrich (Wundabstrich)	Freigegeben	X Enterococcus faecium ((massives Wachstum)) *, Candida albicans ((geringes Wachstum))
19.09.2010 00:00	100958740		Abstrich (Leistenabstrich)	Freigegeben	X Candida albicans ((massives Wachstum))
19.09.2010 00:00	100958740		Rachenabstrich	Freigegeben	X Candida albicans ((massives Wachstum)) *
19.09.2010 00:00	100958740		Abstrich (Abstrich Haaransatz)	Freigegeben	

Datum	Material (Variable)	Mikroorganismus	Quantität	5-Fluorocytosin	Amikacin	Amoxi./Clavulansäure	Amoxicillin	Amphotericin B	Ampic./ Sulbactam	Ampicillin	Cefactor	Cefazolin	Cefepim	Cefixim	Cefotaxim	Cefotiam	Cefepodoxim-Proxetil	Cefazolidin	Ceftriaxon	Cefuroxim	Cefuroxim-Axetil	Ciprofloxacin	Clindamycin	Co-Trimoxazol
20.09.2010 12:21	Sputum (Trachealsekret)	Candida albicans	(massives Wachstum)	S				S																
19.09.2010 00:00	Abstrich (Wundabstrich)	Enterococcus faecium	(massives Wachstum)			R	R		R	R	R	R	R					R	R	R		R	R	R
19.09.2010 00:00	Rachenabstrich	Candida albicans	(massives Wachstum)	S				S																
16.09.2010 16:38	Abstrich (Abstrich)	Enterococcus faecium	(massives Wachstum)			R	R		R	R	R	R	R					R	R	R		R	R	R
11.09.2010 11:13	Blutkultur (Blutkultur)	Enterobacter cloacae		S	R				R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R		R	R	R
10.09.2010 13:27	Sputum (Trachealabstrich)	Klebsiella pneumoniae	(geringes Wachstum)	S	S				S	R		S	S	S			S	S	S		I	I	S	S
10.09.2010 13:27	Sputum (Trachealabstrich)	Staphylococcus aureus	(geringes Wachstum)	S	S				S	S	S	S	S				S	S	S			R	S	S

Auswahl einschränken

Drucken der Antibiogramm-Übersicht

Graphische Darstellung von Ergebnissen

Patient bzw. Auftrag auswählen (s.oben)

Testpatient Cyberlab ° 01.01.1970 - - [LIS (EN): 1134300]

29.09.2010 08:01
Beendet
1009015155

			Normwerte	Einheit
Default (EN)				
Default (EN)				
<input type="checkbox"/> Albumin	<input type="checkbox"/> W	↑ 68.5	55.8-66.1	%
<input type="checkbox"/> alpha-1-Globulin	<input type="checkbox"/> W	↓ 2.4	2.9-4.9	%
<input type="checkbox"/> alpha-2-Globulin	<input type="checkbox"/> W	↓ 5.6	7.1-11.8	%
<input type="checkbox"/> beta-Globulin	<input type="checkbox"/> W	↓ 5.6	8.4-13.1	%
<input type="checkbox"/> Elektrophorese-Beurteilung	<input type="checkbox"/> W			
Beurteilung: Normales Elektropherogramm.				
Elektrophoresekurve				
<input type="checkbox"/> gamma-Globulin	<input type="checkbox"/> W	↓ 10.2	11.1-18.8	%
<input type="checkbox"/> Eosinophile	<input type="checkbox"/> W	2.50	0.00-7.00	%
ALLGEMEINE ANGABEN				
<input type="checkbox"/> Datum des Auftragscheines	<input type="checkbox"/> W	28.09.2010		
HÄMATOLOGIE - Blutbild				

Elektrophoresekurve wird automatisch angezeigt
(Einstellungsmöglichkeit über „Anzeige der Bildschirmoptionen“)

Graphik anzeigen

„Normwerte“ / „Einheiten“ werden mit angezeigt

Verstecken der Bildschirmoptionen

Sichtbarke...

Normwerte / Einheit

Bereiche

Zusammengesetzte Resultate als Link

Lange alphanumerische Werte

Filter

nur unnormale Werte anzeigen *

Filter nach Ebene

Filter nach Disziplin

Filter nach Bereich

Filter nach Profil

Filter nach Testen *

Albumin

alpha-1-Globulin

alpha-2-Globulin

Basophile

Hämatokrit

Hämoglobin

Kommentar HCGS

Leukozyten

alle auswählen alle demarkieren Auswahl umkehren Anwenden

* Diese Optionen werden nicht für die nächste Sitzung gespeichert.

Grafikausdruck

Patient
1) - gedruckt von: hameln - Mozilla

[LIS (EN): 600401]

Cyclosporin A (EN) : Resultatsverlauf

Letzte 10 resultate
 Von 01.03.2006 00:00 bis 15.03.2006 23:59

verfügbare Tests

Bemerkung
 eingesandtes Material

ausgewählte Tests

Cyclosporin A (EN)

Cyclosporin A (EN)

Eingangszeit	Wert	Normwerte	Einheit
13.03.2006 11:13	↑ 915	80.0-160	µg/l
13.03.2006 08:49	↑ 1100	80.0-160	µg/l
11.03.2006 10:51	↑ 2920 ⁽¹⁾	80.0-160	µg/l
10.03.2006 11:05	↑ >800	80.0-160	µg/l
08.03.2006 10:50	↑ 505	80.0-160	µg/l
07.03.2006 11:01	↑ 379	80.0-160	µg/l
06.03.2006 11:07	↑ 345 ⁽¹⁾	80.0-160	µg/l
03.03.2006 14:23	↑ 309 ⁽¹⁾	80.0-160	µg/l
02.03.2006 10:37	↑ 394 ⁽¹⁾	80.0-160	µg/l
01.03.2006 15:07	↑ 295	80.0-160	µg/l

⁽¹⁾ Doppelbestimmung

Befundausdruck (einzeln/kumulativ)

Falkestrasse 10
31785 Hameln
Fon 05151 / 95 30 0
Fax 05151 / 95 30 5000
info@labor-hmhi.de

Labor Hameln - Hildesheim



Hinterer Brühl 21
31134 Hildesheim
Fon 05121 / 93 63 0
Fax 05121 / 15 71 00
www.labor-hmhi.de

Patient: Patient
Geburtsdatum:
Adresse:

LIS (EN): 871897
Geschlecht: Männlich
Telefon:

Code (EN): 100958753
Einsender: Einsender
Organisation:

Entnahmezeit: 20.09.2010 12:21
Status: Beendet

Code (EN): 100958740
Einsender: Einsender
Organisation:

Entnahmezeit: 19.09.2010 00:00
Status: Beendet

	20.09.2010 12:21 Beendet	19.09.2010 00:00 Beendet
- Default (EN)		
Abstrich Auge, Nase, Ohr, Kieferh.		{1}
Abstrich usw.		{2} {3} {4}
Sputum usw.	{5}	{6}
Rachenabstrich		{7}

{1}

19.09.2010 00:00 Abstrich - Nasenabstrich

MIKROBIOLOGISCHER BEFUND

Entnahmedatum: 18.09.10

Mikrobiologische Kultur

Abstrich Auge, Nase, Ohr, Kieferh. Candida albicans
(massives Wachstum)
(Hefepilz der Soorgruppe)

Material: Nasenabstrich

eingesandtes Material Nasenabstrich

Mikrobiologische Kultur

Kulturell: Kein MRSA-Stamm nachgewiesen.

	29.09.2010 08:01 Beendet	Normwerte	Einheit
- Default (EN)			
<i>Default (EN)</i>			
Albumin	↑ 68.5	55.8-66.1	g/l
alpha-1-Globulin	↓ 2.4	2.9-4.9	g/l
alpha-2-Globulin	↓ 5.6	7.1-11.8	g/l
beta-Globulin	↓ 5.6	8.4-13.1	g/l
Elektrophorese-Beurteilung	{1}		
Elektrophoresekurve	{2}		
gamma-Globulin	↓ 10.2	11.1-18.8	g/l
Eosinophile	2.50	0.00-7.00	%
ALLGEMEINE ANGABEN			
Datum des Auftragscheines	28.09.2010		

Einstellungen des Benutzers

CyberLab To-do-Liste

EINSTELLUNGEN

- Allgemeine Einstellungen**
 - Global
- Abfrageformulare**
 - Global
 - Resultate nach Patient
 - Resultate nach Auftrag
- Resultatauskunft**
 - Global
 - Startupoptionen
 - Resultatsverlauf
 - zusammengesetzt
 - Neue Resultate
 - Druckoptionen (HTML)
- Resultate über Gruppe**
 - Global
 - Messungen
- Ergebnisübersicht**
 - Messungen
- Tools**
 - Aktualisieren der Sprache
 - Passwort aktualisieren
 - Aktualisieren der E-Mail Adresse
 - Meine Profile (Ergebniskonsultation)
 - Meine Zugriffsrechte

ROUTINE
Ergebnisse nach Gruppe

Resultatauskunft
Resultate nach Patient
Resultate nach Auftrag
Ergebnisübersicht
Ergebnisse nach Gruppe
Befunde Fremdsysteme

Einstellungen
Einstellungen

Passwort muss spätestens nach 300 Tagen geändert werden.
Es muss mindestens 6 Zeichen haben und darf nicht vom Login ableitbar sein!