

Bakteriologischer Abstrich, allgemein
MRSA

➔ mit Nährmedium

zum Beispiel:
Nasen-/Rachenabstrich
Augen- oder Ohrabstrich
Abstrich aus Wunden
und Abszessen



Wattetupfer mit Metallstab für enge Bereiche (orange)



Wattetupfer mit Kunststoffstab für weite Bereiche (blau)

respiratorische Erreger
(Multiplex PCR)
Viren, Genetik

➔ ohne Nährmedium

zum Beispiel:
naso-pharyngeal-Abstrich
Wangenmucosa



Wattetupfer mit Metallstab für enge Bereiche (blau)



Wattetupfer mit Kunststoffstab für weite Bereiche (weiß)

alternativ:

➔ mit Pufferlösung



Pack mit 1 Wattetupfer mit Soll-Bruch-Stelle
und 1 Röhren mit 1 ml Amies-Medium

Gonokokken

➔ mit Kohlemedium

Genital- und Urethralabstrich



Wattetupfer mit Metallstab für enge Bereiche (orange)



Wattetupfer mit Kunststoffstab für weite Bereiche (schwarz)

Chlamydien

➔ inklusive Röhren mit Pufferlösung

Spezial-Urethralabstrich



Kombi-Pack mit zwei Abstrichtupfern für Männer
(Bürstenkopf, schmal) und Frauen (Wattekopf, dick)
mit Soll-Bruch-Stelle und 1 Röhren mit 4,3 ml PCR-Medium